



# SafetyCaps



 **Installationsanleitung**

 **Installation Manual**

**S.C.A.T. Europe GmbH**  
Opelstraße 3  
D-64546 Mörfelden  
Tel: +49 - (0) 6105 - 30 55 86 - 0  
Fax: +49 - (0) 6105 - 30 55 86 - 99  
e-Mail: [info@scat-europe.com](mailto:info@scat-europe.com)  
Web: [www.scat-europe.com](http://www.scat-europe.com)

 **Download**



#610900/06072017



**IHR PERSÖNLICHER BODYGUARD!**

- ✓ **Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz:** Lösungsmitteldämpfe werden bis zu 70% reduziert.
- ✓ **Sparen Sie Kosten für teure Lösungsmittel:** keine Verdunstung durch offene Stellen.
- ✓ **Verbesserung Ihrer Analyseergebnisse:** beugen Sie Retentionszeitenverschiebungen vor, die durch Verdunstung einzelner Mischungskomponenten entstehen.
- ✓ **Einfacher Wechsel der Vorratsgefäße:** Frei drehbare Kappe ohne Verdrehen von Schläuchen oder „Schlauchsalat“.

DE 

So installieren Sie Ihre SafetyCap:

- 1 Schrauben Sie das **Belüftungsventil** in einen beliebigen freien Anschluss auf Ihrer SafetyCap.
- 2 Führen Sie den **Ansaugschlauch** zuerst durch das **Fitting** und anschließend durch die **SafetyCap**.
- 3 Bringen Sie den **Ansaugfilter** (falls vorhanden) am unteren Ende des Ansaugschlauches an.
- 4 Schrauben Sie die **SafetyCap** auf Ihre Lösungsmittelflasche.
- 5 Stellen Sie die gewünschte **Länge** des Ansaugschlauches ein.
- 6 Fixieren Sie den Ansaugschlauch durch **Festziehen des Fittings**.

**Belüftungsventile sorgen für die Sicherheit ihrer Arbeitsumgebung und sind Lösungsmitteldämpfen, Staubpartikeln und Verschmutzungen ausgesetzt. Tauschen Sie verbrauchte Ventile alle 6 Monate aus! Für ein optimales Maß an Sicherheit.**



Diese Installationsanleitung steht auch zum Download bereit unter: [www.scat-europe.com](http://www.scat-europe.com)



**YOUR PERSONAL BODYGUARD!**

- ✓ **Health protection and workspace safety:** Hazardous vapours are reduced by 70%.
- ✓ **Save money:** Prevent evaporation and leakage of expensive solvents.
- ✓ **Improve chromatographic results:** Prevent retention time shifts due to concentration changes, caused by evaporation.
- ✓ **Easy solvent bottle exchange:** No twisting tubes during bottle exchange, thanks to the freely rotating screw cap.

EN 

How to install your SafetyCap:

- 1 Screw the **air valve** into a free port of the SafetyCap.
- 2 Guide the **solvent tube** through the **fitting** first, and then through the **SafetyCap**.
- 3 Reconnect the **solvent filter** to the solvent tube (at the open end).
- 4 Screw the **SafetyCap** on top of your solvent bottle.
- 5 Adjust the **length** of the **solvent tube** in the solvent bottle.
- 6 **Fix** the tube by tightening the **fitting**.

**Air valves secure your work environment and are permanently exposed to vapours, dust particles and pollutants. Renew used air valves after 6 months. For an optimal degree of safety.**



Download this Installation Manual online at: [www.scat-europe.com](http://www.scat-europe.com)