



# Das **sicherste** Belüftungsventil für die HPLC!





KEINE KOMPROMISSE  
**IN SACHEN  
SICHERHEIT!**

## **Bester Schutz**

Lösungsmittel entweichen selbst durch kleinste Öffnungen. Das S.C.A.T. System schützt Sie und Ihre Umwelt vor austretenden Dämpfen.

## **Stabile Gemische**

Da einzelne Komponenten Ihrer Lösungsmittelgemische nicht mehr verdunsten können, bleibt Ihre Analytik langfristig stabil.

## **Saubere HPLC**

Verschmutzungen aus der Umgebung können Ihre Ergebnisse beeinträchtigen. Der integrierte PTFE-Filter sorgt für saubere Lösungsmittel - zu jeder Zeit.

**1****2****3****6****4****5**

# Clever!

## Einfach umdrehen und Beschriftungsfeld nutzen.

Möchten Sie das Ablaufdatum für Ihr Ventil selbst eintragen? Kein Problem - drehen Sie einfach den Clip um und nutzen Sie das Beschriftungsfeld.

### **1 Luer-Lock Adapter**

Für einfache Begasung oder Trockenröhrchen.

### **2 PTFE-Filter**

Hält Lösungsmittel sauber.

### **3 Ventilmembran**

Blockiert Lösungsmitteldämpfe. Integriertes Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösungsmittel.

### **4 Wechsellanzeige**

Startet auf Knopfdruck: keinen Wechsel mehr verpassen! Seitliche Anzeige für bessere Sichtbarkeit im Labor!

### **5 Beschriftungsfeld**

Clip einfach umdrehen und individuell beschriften!

### **6 UNF 1/4" 28G Gewinde**

Passt auf alle gängigen Safety Caps.

# Bestellinformation



Das Belüftungsventil ist in verschiedenen Verpackungseinheiten (VE) erhältlich, passend zum Bedarf Ihrer HPLC-Ausstattung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
<b>317 010</b>	Belüftungsventil für S.C.A.T. Safety Caps	1 Stk.
<b>397 008</b>	Belüftungsventil für S.C.A.T. Safety Caps	8 Stk.
<b>397 010</b>	Belüftungsventil für S.C.A.T. Safety Caps	10 Stk.
<b>397 050</b>	Belüftungsventil für S.C.A.T. Safety Caps	50 Stk.
<b>397 100</b>	Belüftungsventil für S.C.A.T. Safety Caps	100 Stk.

Sie benötigen ein individuelles Angebot für Ihren Jahresbedarf, oder haben Fragen zum Produkt? Kontaktieren Sie uns! Gerne helfen wir Ihnen weiter.



**Das System Nr. 1 für  
Lösungsmittelsicherheit.**



**+49 (0) 61 05 / 30 55 86 - 0**



**+49 (0) 61 05 / 30 55 86 - 99**



**info@scat-europe.com**



**www.scat-europe.com**



# 200156 / 07102021 / 7